

کیت ایمنو آنزیماتیک (EIA) پادتن علم (۹۶ تستی)

## آلفا فوپروتئین (AFP)

موارد استفاده :

تعیین کمی AFP در سرم یا پلاسما

### I. مقدمه :

آلفا فوپروتئین (AFP) آلفا گلوبولین اختصاصی سرم جنین، گلیکوپروتئینی با وزن ملکولی  $70 \text{ kDa}$  می باشد که از یک زنجیر پلی پپتیدی با ۴٪ کربوهیدرات تشکیل شده است<sup>(۱)</sup>. در ابتدای حاملگی AFP به مقدار فراوانی در کیسه زرده و کبد ساخته می شود. با بالا رفتن سن جنین غلظت آن در سرم جنین افزایش یافته و در مایع آمنیوتیک و سرم مادر نیز قابل اندازه گیری می گردد<sup>(۲)</sup>. در هفته سیزدهم حاملگی، غلظت این گلیکوپروتئین در پلاسمای جنین به حدود  $3000 \mu\text{g/ml}$  می رسد. AFP ساخته شده در طی هفته های ۲۲ تا ۳۲ حاملگی ثابت مانده و در اواخر ماه نهم غلظت آن تا  $120000 \text{ IU/ml}$  -  $50000 \text{ IU/ml}$  کاهش می یابد<sup>(۳)</sup>. بعد از تولد این روند نزولی ادامه داشته، بطوری که در اواخر دو سالگی غلظت AFP به کمتر از  $10 \text{ IU/ml}$  رسیده و در طول زندگی در همین سطح باقی می ماند<sup>(۴)</sup>. AFP از سرم جنین به داخل مایع آمنیوتیک و متعاقباً به سرم مادر می رسد، در نتیجه تغییرات آن در مایع آمنیوتیک با میزان آن در سرم جنین و ماد ارتباط مستقیم دارد. غلظت این پروتئین در مایع آمنیوتیک صد مرتبه کمتر از مقدار آن در سرم جنین است<sup>(۵)</sup>.

معمولاً میزان AFP خارج از محدوده تغییرات طبیعی در مایع آمنیوتیک و سرم مادر نشانگر وجود اختلال در تکامل و رشد است. به عنوان مثال در ۸۵ تا ۹۵٪ موارد بازمانده لوله عصبی جنین، میزان AFP سرم مادر بیش از حد نرمال<sup>(۶)</sup> و در ۳۰٪ موارد سندروم داون پائین تر از نرمال است<sup>(۷)</sup>. علاوه بر بارداری، مقدار AFP سرمی در بیماری های خوش خیم کبدی (هپاتیت و سیروز) و برخی سرطان ها (کارسینوم های سلول های کبدی، تومور کیسه زرده، کوریوکاریسینوم ها و کارسینوم های جنینی) نیز افزایش می یابد. با اینکه در برخی از بدخیمی های AFP با میزان  $1000 \text{ IU/ml}$  می رسد ولی بهتر است جهت تشخیص زودرس تومورهای کوچک میزان  $15 \text{ IU/ml}$  تا  $20$  را به عنوان سطح هشدار دهنده در نظر گرفت. البته در این موارد بایستی بیمار را از نظر هیپاتیت و سیروز کبدی نیز مورد معاینه قرار داد. اندازه گیری AFP در بررسی نحوه درمان این بیماری ها نیز حائز اهمیت است به طوری که پس از عمل جراحی بالا رفتن میزان آن در سرم خون بیمار، نشانگر عدم برداشت صحیح غده یا متاستاتیک شدن آن می باشد.

### II. اصول اندازه گیری :

کیت اندازه گیری کمی آلفا فوپروتئین بر بنای سنجش واکنش ایمنو آنزیماتیک بر روی فاز جامد طراحی شده است. در این سیستم از دو آنتی بادی (آنتی بادی پلی کلنال خرگوش و آنتی بادی مونوکلنال موش) که شاخص های آنتی ژنیک متمایزی را بر روی مولکول آلفا فوپروتئین شناسائی می کنند، استفاده شده است.

ابتدا به حفره های پلی استاین پوشیده شده با آنتی بادی های پلی کلنال آلفا فوپروتئین، استانداردها، سرم کنترل ها و نمونه های بیمار از افزوده می شود. در حین انکوباسیون اول، آلفا فوپروتئین موجود در نمونه ها به آنتی بادی های ضد آلفا فوپروتئین متصل شده و سپس بقیه مواد از طریق تخلیه و شستشو از سیستم خارج می شوند. پس از شستشو، آنتی بادی دوم ضد آلفا فوپروتئین که به آنزیم پراکسیداز (HRP) متصل شده است به حفره ها افزوده می شود. بعد از دومین انکوباسیون و شستشو، افزودن سوبسترای TMB ( $3$  و  $5$  و  $5$  تترامیل بنزیدین) سبب ایجاد رنگ آبی توسط آنزیم می شود. شدت رنگ ایجاد شده با میزان آلفا فوپروتئین موجود در نمونه ها نسبت مستقیم دارد. رنگ زائی واکنش آنزیماتیک توسط محلول متوقف کننده خاتمه یافته و رنگ آبی ایجاد شده به رنگ زرد مبدل می شود. شدت رنگ به وسیله یک اسپکتروفتومتر مخصوص میکروپلیت در طول موج  $450$  نانومتر اندازه گیری می شود. برای تعیین غلظت آلفا فوپروتئین نمونه ها ابتدا منحنی جذب نور استاندارد را بر حسب غلظت آلفا فوپروتئین آنها رسم شده و سپس میزان غلظت آلفا فوپروتئین نمونه ها از روی منحنی استاندارد تعیین می گردد.

### III. محتویات کیت :

محلول های این کیت (Cat.No.P-AFI) جهت انجام ۹۶ تست بوده و تاریخ انقضای هر یک بر روی شیشه آن درج شده است. دمای مناسب برای نگهداری کیت ۸-۲۰ درجه سانتی گراد می باشد.

۱. **پلیت:** پلیت ۹۶ حفره ای پوشش داده شده با آنتی بادی های پلی کلنال ضد آلفا فوپروتئین خرگوش.

۲. **استاندارد صفر:** ۱ و ۱۰ میلی لیتری از استاندارد صفر برای رقیق کردن نمونه ها نیز استفاده شود.

۳. **استانداردها:** ۵ و ۱۵ میلی لیتری محلول سرم دار حاوی آلفا فوپروتئین انسانی، PBS، پروتئین و تیمروزال. غلظت های دقیق آلفا فوپروتئین استانداردها که توسط استاندارد بین المللی (IRP 1st 72/225) (سازمان بهداشت جهانی) کالیبر شده اند بر روی برچسب آنها درج شده است.  $\text{IU} \times 2 = \text{ng}$

۴. **کنترل های سرمی:** ۲ و ۱۵ میلی لیتری سرم حاوی آلفا فوپروتئین انسانی، PBS و تیمروزال. غلظت های دقیق آلفا فوپروتئین کنترل های سرمی بر روی برچسب کنترل ها درج شده است.

۵. **ردیاب آنزیمی:** یک ویال ۶ میلی لیتری آنتی بادی منوکلنال ضد آلفا فوپروتئین متصل به پراکسیداز (HRP) محلول در بافر PBS، حاوی پروتئین و تیمروزال.

۶. **بافر رقیق کننده:** یک ویال ۱۲ میلی لیتری محلول PBS حاوی پروتئین و تیمروزال.

۷. **محلول شستشو غلیظ  $20 \times$ :** یک ویال ۲۵ میلی لیتری حاوی PBS-Tween 20 و تیمروزال.

۸. **محلول رنگ زا:** یک ویال ۱۲ میلی لیتری بافر  $\text{H}_2\text{O}_2$  و TMB.

۹. **محلول متوقف کننده واکنش:** یک ویال ۱۲ میلی لیتری  $\text{H}_2\text{SO}_4$  دو نرمال.

### IV. وسایل مورد نیاز (این وسایل همراه کیت عرضه نمی شوند):

۱. دستگاه اسپکتروفتومتر میکروپلیت با دامنه جذب نوری ۳-۰ در طول موج  $450$  نانومتر با دیفرانسیل  $630$  نانومتر.

۲. میکروپلیت قابل تنظیم بر روی ۵۰ و ۱۰۰ میکرولیتر و تیپ های یک بار مصرف.

۳. آب مقطر یا آب دیونیزه برای رقیق کردن محلول شستشو.

### V. نحوه جمع آوری و آماده سازی نمونه ها:

نمونه مناسب جهت اندازه گیری آلفا فوپروتئین، سرم یا مایع آمنیوتیک می باشد. این نمونه ها به مدت یک تا دو هفته در دمای ۸-۲۰ درجه سانتی گراد قابل نگهداری است. برای نگهداری نمونه ها به مدت طولانی تر، سرم یا پلاسمای بیمار را در حجم های کم تقسیم نموده، در ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری نمایید. بهتر است از ذوب شدن و یخ زدن مکرر نمونه ها اجتناب نمود. برای اندازه گیری آلفا فوپروتئین نمونه های منجمد شده، ابتدا نمونه را در حرارت اتاق ذوب نموده، سپس با حرکت دست یکنواخت نمایید. برای یکنواخت کردن نمونه ها از Vortex نباید استفاده نمود. برای اندازه گیری دقیق نمونه هایی که میزان آلفا فوپروتئین آنها بیش از آخرین استاندارد است، ابتدا نمونه ها را با استاندارد صفر رقیق کرده، سپس اندازه گیری مجدد بعمل آورید. بدیهی است در محاسبه نتایج این نمونه ها، ضریب رقت منظور می شود.

### VI. روش کار:

قبل از شروع کار دمای تمامی محلولها باید به دمای اتاق برسد.

محلول شستشوی غلیظ به نسبت یک به بیست با آب مقطر یا دیونیزه رقیق شود. (یک حجم محلول شستشوی غلیظ به ازاء ۱۹ حجم آب) محلول شستشوی رقیق را تا یک هفته در دمای ۸-۲۰ درجه سانتی گراد می توان نگهداری کرد. در صورت مشاهده کریستال در محلول غلیظ شستشو، ویال را به مدت چند دقیقه در  $37$  درجه سانتیگراد قرار دهید تا محلول یکنواخت گردد.

۱. ابتدا  $100$  میکرولیتر از استانداردها، سرم کنترل ها و سرم بیمار را داخل حفره ها ریخته و به آن  $100$  میکرولیتر از بافر رقیق کننده اضافه کنید، سپس با تکان دادن پلیت، محتویات حفره ها را به مدت ۱۵ ثانیه مخلوط نمایید.

۲. پلیت را به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.

۳. حفره ها را ۴ بار با  $300$  میکرو لیتر محلول شستشو بشوئید.

۴. به هر حفره  $50$  میکرولیتر از کونژوگ ضد آلفا فوپروتئین (HRP) افزوده و به مدت ۳۰ دقیقه در حرارت اتاق قرار دهید.

۵. حفره ها را ۴ بار با  $300$  میکرولیتر محلول شستشو بشوئید.

۶. به هر حفره  $100$  میکرو لیتر از سوبسترای TMB اضافه نمائید.

۷. پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و در محلی تاریک قرار دهید.


۸.  $100$  میکرولیتر از محلول متوقف کننده واکنش را در هر حفره ریخته و به مدت ۱۰ ثانیه مخلوط کنید. میزان جذب نور حفره ها را در طول موج  $450$  نانومتر (با دیفرانسیل  $630$  نانومتر) حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، بخوانید.

### VII. محاسبه نتایج :

پس از تعیین میزان جذب نوری استانداردها و نمونه ها و ترسیم منحنی استاندارد، غلظت آلفا فوپروتئین بیمار را قابل محاسبه است. در منحنی مذکور که با استفاده از دستگاه الایزا ریدر (قابل برنامه ریزی) و یا به صورت دستی ترسیم می شود، محور  $Y$  شاخص میزان جذب نور استاندارد های آلفا فوپروتئین در طول موج  $450$  نانومتر و محور  $X$  شاخص غلظت استاندارد های آلفا فوپروتئین بر حسب  $\text{IU/ml}$  می باشد. نتایجی که در جدول زیر آمده، فقط به عنوان مثال بوده و نبایستی بعنوان نتایج حاصل از آزمایش تلقی شود.

نمونه	جذب نور	غلظت AFP (IU/ml)
استاندارد A	۰/۰۷	۰/۰
استاندارد B	۰/۲۵	۵
استاندارد C	۰/۷۵	۲۰
استاندارد D	۱/۴۴	۵۰
استاندارد E	۲/۱۱	۱۰۰
استاندارد F	۲/۹۹	۲۰۰
سرم	۱/۵۵	۷۵/۳

برای ترسیم منحنی از غلظت های مندرج بر روی ویال استاندارد ها استفاده نمائید.



## VIII. مقادیر طبیعی:

با استفاده از سرم ۲۷۰ فرد سالم، مقادیر طبیعی AFP توسط کیت پادتن علم تعیین گردیده است. غلظت متوسط AFP در این نمونه ها ۱/۶ IU/ml با انحراف معیار ۱/۴ IU/ml می باشد. مقادیر طبیعی AFP در کتب رفرنس زیر ۱۰ IU/ml گزارش شده است. برای غلظت های طبیعی AFP در مایع آمنیوتیک و سرم مادر جدول زیر به عنوان یک راهنمایی کلی ارائه می گردد<sup>(۸)</sup>.

غلظت آلفا فئوپروتئین (IU/ml)		
سن جنین (هفته)	سرم مادر	مایع آمنیوتیک
۱۵	۲۴	۱۱/۶x۱۰ <sup>۳</sup>
۱۶	۲۷	۱۰/۲x۱۰ <sup>۳</sup>
۱۷	۳۰	۸/۸x۱۰ <sup>۳</sup>
۱۸	۳۵	۷/۴x۱۰ <sup>۳</sup>
۱۹	۳۹	۶/۸x۱۰ <sup>۳</sup>
۲۰	۴۵	۵/۶x۱۰ <sup>۳</sup>

توصیه می گردد هر آزمایشگاه با در نظر گرفتن غلظت سرمی آلفا فئوپروتئین افراد سالم، دامنه طبیعی آن را تعیین نموده و از آن بعنوان مبنای مقایسه خود استفاده نمایند.

## IX. ویژگی های اختصاصی تست:

۱. حساسیت: به حداقل غلظت آلفا فئوپروتئین که اختلاف جذب نور آن نسبت به جذب نور استاندارد صفر، معنی دار باشد حساسیت کیت گفته می شود. این مقدار برای کیت آلفا فئوپروتئین ۰/۵ IU/ml است.

۲. اثر Hook: در کیت EIA پادتن علم برای نمونه های رقیق نشده تا غلظت تقریبی ۲۰۰،۰۰۰ ml/IU اثر Hook مشاهده نشده است.

۳. مقایسه با روش الکترو کمی لومینسانس آلفا فئوپروتئین: برای بررسی همبستگی آماری بین کیت EIA پادتن علم و کیت Roche Elecsys، غلظت آلفا فئوپروتئین ۵۰۰ نمونه تصادفی با هر دو کیت اندازه گیری شد. مقایسه نتایج به دست آمده، ضریب همبستگی ۰/۹۷ را نشان می دهد.

۴. دقت: شاخص دقت کیت با مقایسه تکرارپذیری جواب ها به روش میان سنجی (Inter-assay) و درون سنجی (Intra-assay) تعیین گردیده است. برای این منظور ۴ نمونه سرم ده بار در یک دوره آزمایش (درون سنجی) و یکبار در ده دوره آزمایش متفاوت (میان سنجی) تعیین غلظت شده است. نتایج انحراف معیار (SD) و ضریب تغییرات (CV) در جدول زیر آمده است:

جدول شاخص دقت

میان سنجی			درون سنجی		
SD	%CV	میانگین (IU/ml)	SD	%CV	میانگین (IU/ml)
۰/۱۶	۷/۵	۸/۰	۰/۳	۸/۱	۳/۷
۱/۱	۹/۲	۱۱/۹	۰/۸	۱۲/۱	۶/۶
۱/۲	۵/۶	۲۱/۴	۰/۹	۲۰/۰	۴/۵
۶/۷	۱۱/۰	۶۰/۵	۴/۸	۵۴/۵	۸/۸

۵. ریکواری و رقت: ریکواری به حالتی اطلاق می شود که با افزودن حجم معینی از یک محلول با غلظت بالا، به نمونه رقیق تر، افزایش غلظت حاصل شود. برای تعیین ریکواری، محلولی با غلظت بالای آلفا فئوپروتئین به نمونه سرمی که غلظت پائینی از آلفا فئوپروتئین دارد، افزوده شده است. درصد ریکواری طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

$$x100 = \frac{\text{غلظت اندازه گیری شده (IU/ml)}}{\text{غلظت پیش بینی شده (IU/ml)}}$$

دامنه درصد ریکواری بدست آمده مابین ۸۷/۵ تا ۱۰۰/۰ می باشد.

جدول ریکواری

ریکواری %	غلظت اندازه گیری شده (IU/ml)	غلظت پیش بینی شده (IU/ml)	غلظت افزوده شده (IU/ml)
-	۱۶/۷	-	-
۹۱/۴	۲۲/۲	۲۴/۳	۷/۳
۱۰۰/۰	۳۱/۴	۳۱/۴	۱۴/۷
۸۷/۵	۴۶/۲	۵۲/۸	۳۶/۱

برای بررسی خطی بودن رقت های آلفا فئوپروتئین بر روی منحنی چندین نمونه سرمی غلیظ، پس از رقیق شدن متوالی با استاندارد صفر، اندازه گیری شده و نتایج یک نمونه بعنوان مثال در جدول زیر آورده شده است. دامنه درصد ریکواری بدست آمده مابین ۹۶/۵ تا ۱۰۷/۳ می باشد.

جدول رقت

ریکواری %	غلظت اندازه گیری شده (IU/ml)	غلظت پیش بینی شده (IU/ml)
-	۲۸/۸	-
۹۶/۵	۱۳/۹	۱۴/۴
۱۰۷/۳	۷/۷	۷/۲
۱۰۳/۱	۳/۷	۳/۶

## X. References

- Nishi, S" Watabe, H. and Hirai, H. Immunological and chemical correlation between AFP from human and several mamalian species. Annals of the New York Academy of Sciences. 259:109,1975
- Gitlin, D.,A. Perricelli and G. M. Gitlin. Synthesis of AFP by liver, yolk sac, and Gastrointestinal tracked of the human conceptus. Cancer Res. 32:979,1972.
- Leek, A. E. and Chard, T. In Proceedings of colloquium on AFP: Nice. 1974.
- Massayef, R., Gilli, J., Krebs. B" Callivaud, A and Bonet, C. Evolution of AFP serum levels throughout life in humans and rals and during pregnancy in the rat. Annals of the New York Academy of Sciences. 259:17,1975.
- Haddon, J. E" Macri, J.N. And Munson, M. The amnion regulates movement of fetally derived AFP into maternal blood. Journal of laboratory and clinical medicine. 94:344,1979

6.U.K.Collaborative study: Maternal serum AFP measurement in antenatal screening for anencephaly and spina bifida in early pregnancy: Report of U.K. Collaborative study on AFP in relation to Neural-Tube Defects. Lancets, 1:1323,1977.

7.Haddon, J. E., Palomaki, G. E., Knight G. J. et al.: Prenatal screening for Down's syndrome with use of maternal serum markers. N. Engl. J. Med., 327:588,1992.

8.Burtis C. A., Ashwood E. R" Fundamentals of clinical chemistry. 4th Edition: 789,1999.

### احتیاط!

با توجه به اینکه محلول های به کار رفته در این کیت ها حاوی مواد سمی مانند تیمروزال و مواد پروتئینی با منشأ انسانی و حیوانی هستند، و اینکه با هیچ تستی نمی توان از عدم وجود ویروس های HCV، HIV، HBV در این محلول ها اطمینان کامل حاصل کرد، خواهشمند است هنگام کار احتیاط های لازم از جمله استفاده از دستکش، امتناع از خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن، خودداری از پیمپ کردن با دهان و پرهیز از هر گونه تماس محلول با چشم و دست ها، رعایت شود.