

کیت ایمونو آنزیماتیک (EIA) پادتن علم (۹۶ تستی)

βHCG

موارد استفاده :

تعیین کمی βHCG در سرم یا پلاسما

۱. مقدمه :

هورمون HCG (Human Chronic Gonadotropin) گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی ۳۶/۷ kDa است که از بافت جفت جنین ترشح می‌شود^(۱-۲). این مولکول از دو زنجیره α و β ساخته شده است که با پیوندهای غیر کووالانسی به هم متصل شده‌اند. برخلاف زنجیره β که مختص HCG بوده و مسئول خصوصیات بیولوژیکی این ملکول می باشد + زنجیره α در مولکول های TSH و FSH, LH مشترک است^(۳-۴). ترتیب توالی اسیدهای آمینه زنجیره β HCG شباهت زیادی به زنجیره β هورمون LH دارد^(۵).

در افراد سالم غیر حامله، غلظت سرمی HCG معمولاً کمتر از ۵ IU/l است.

در حاملگی، بیماری‌های تروفوبلاستیک و تومورهای ژرمینال، میزان HCG در خون افزایش می‌یابد. در حاملگی‌های طبیعی داخل رحمی، میزان HCG در خون به سرعت بالا می‌رود. ۸ تا ۱۱ روز بعد از لقاح، غلظت هورمون حاملگی به سطح تقریبی ۵ IU/l می‌رسد^(۶)، سپس در طول ۶ هفته اول حاملگی غلظت آن هر ۱/۵ تا ۳ روز دو برابر می‌شود. در حدود هفته‌های ۸-۱۰ حاملگی، غلظت HCG به بالاترین میزان خود که در حدود ۱۰۰,۰۰۰ IU/l است رسیده و از سه ماهه دوم حاملگی میزان آن به آرامی در سرم و ادرار کاهش می‌یابد. غلظت HCG در موارد حاملگی دوقلوها تقریباً دو برابر بوده^(۷) و در ناهنجاری‌هایی نظیر حاملگی خارج رحمی و سقط‌های خود به خودی به طور غیرعادی پائین می‌باشد^(۸-۱۰).

مهمترین کاربرد اندازه‌گیری میزان HCG تشخیص زودرس حاملگی و پیگیری آن و ناهنجاری‌های وابسته به حاملگی است. علاوه بر آن اندازه‌گیری HCG شاخص خوبی برای تشخیص تخم‌های تومورهای جفت (تروفوبلاستیک) و برخی از تومورهای بیضه است^(۱۱-۱۳). در این بیماری‌ها میزان HCG نسبت مستقیم با اندازه تومور و پیشرفت بیماری دارد.

۱۱. اصول اندازه گیری :

کیت اندازه‌گیری کمی βHCG بر مبنای سنجش واکنش ایمونوآنزیماتیک بر روی فاز جامد طراحی شده است. در این سیستم از دو آنتی بادی مونوکلونال موش که شاخص‌های آنتی ژنیک متمایزی را بر روی مولکول βHCG شناسایی می‌کنند، استفاده شده است. ابتدا به حفره‌های پلی استایرن پوشیده شده با آنتی بادی‌های مونوکلونال βHCG، استاندارد‌ها، سرم کنترل‌ها و نمونه‌های بیماران افزوده می‌شود. در حین آنکوپاسیون اول، βHCG موجود در نمونه‌ها به آنتی بادی‌های ضد βHCG متصل شده و سپس بقیه مواد از طریق تخلیه و شستشو از سیستم خارج می‌شوند. پس از شستشو، آنتی بادی دوم ضد βHCG که به آنزیم پراکسیداز (HRP) متصل شده است به حفره‌ها افزوده می‌شود.

بعد از دومین آنکوپاسیون و شستشو، افزودن سوبسترای TMB (۳ و ۵-۳ و ۵-۳) و ۵-۳ (تراپیل بنزیدین) سبب ایجاد رنگ آبی توسط آنزیم می‌شود. شدت رنگ ایجاد شده با میزان βHCG موجود در نمونه‌ها نسبت مستقیم دارد. رنگ‌زائی واکنش آنزیماتیک توسط محلول متوقف کننده خاتمه می‌یابد و رنگ آبی ایجاد شده به رنگ زرد مبدل می‌شود. شدت رنگ به وسیله یک اسپکتروفتومتر مخصوص میکروپلیت در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازه‌گیری می‌شود. برای تعیین غلظت βHCG نمونه‌ها ابتدا منحنی جذب نور استاندارد‌ها برحسب غلظت βHCG رسم شده و سپس میزان غلظت βHCG نمونه‌ها از روی منحنی استاندارد تعیین می‌گردد.

۱۱۱. محتویات کیت:

محلوهای این کیت جهت انجام ۹۶ تست بوده و تاریخ انقضای هر یک بر روی ویال آن درج شده است. دمای مناسب برای نگهداری کیت ۸-۲۰ درجه سانتی گراد می‌باشد.

۱. **پلیت:** پلیت ۹۶ حفره ای پوشش داده شده با آنتی بادی های مونوکلونال ضد βHCG موش.

۲. **استاندارد صفر:** ۱ ویال ۴ میلی لیتری (از استاندارد صفر برای رقیق کردن نمونه ها نیز استفاده شود).

۳. **استانداردها:** ۶ ویال ۱/۵ میلی لیتری محلول سرم دار حاوی βHCG انسانی، PBS، پروتئین و تیمروزال. غلظت‌های دقیق βHCG استاندارد‌ها که توسط استاندارد بین المللی (IRP 1st 75/589) سازمان بهداشت جهانی کالیبر شده اند بر روی برچسب آنها درج شده است.

۴. **کنترل های سرمی:** ۲ ویال ۱/۵ میلی لیتری سرم حاوی βHCG انسانی، PBS و تیمروزال. غلظت های دقیق βHCG کنترل های سرمی بر روی برچسب کنترل ها درج شده است.

۵. **ردیاب آنزیمی:** یک ویال ۶ میلی لیتری آنتی بادی مونوکلونال ضد βHCG متصل به پراکسیداز (HRP) محلول در بافر PBS، حاوی پروتئین و تیمروزال.

۶. **بافر رقیق کننده:** یک ویال ۶ میلی لیتری محلول PBS حاوی پروتئین و تیمروزال.

۷. **محلول شستشو و غلیظ (20x):** یک ویال ۲۵ میلی لیتری حاوی PBS-Tween20 و تیمروزال.

۸. **محلول رنگ زا:** یک ویال ۱۲ میلی لیتری بافر H₂O₂ و TMB.

۹. **محلول متوقف کننده واکنش:** یک ویال ۱۲ میلی لیتری H₂SO₄ در نرمال.

۱۱۱۱. وسایل مورد نیاز (این وسایل همراه کیت عرضه نمی‌شوند):

- دستگاه اسپکتروفتومتر میکروپلیت با دامنه جذب نوری ۳-۰ در طول موج ۴۵۰ نانومتر یا دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر .
- میکروپلیت قابل تنظیم بر روی ۵۰ و ۱۰۰ میکرولیتر و تیپ های یک بار مصرف.
- آب مقطر یا آب دیونیزه برای رقیق کردن محلول شستشو.

۱۱۱۱۱. نحوه جمع آوری و آماده سازی نمونه ها:

نمونه مناسب جهت اندازه گیری βHCG، سرم یا پلاسما می‌باشد. این نمونه‌ها به مدت یک هفته در دمای ۸-۲۰ درجه سانتی گراد قابل نگهداری است. برای نگهداری نمونه‌ها به مدت طولانی تر، سرم یا پلاسما می‌تواند در یخچال یا در یخ خشک در دمای -۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری نماید. بهتر است از ذوب شدن و یخ زدن مکرر نمونه‌ها اجتناب نمود. برای اندازه‌گیری βHCG، نمونه‌های منجمد شده، ابتدا نمونه را در حرارت اتاق ذوب نموده، سپس با حرکت دست یکنواخت نمائید.

برای یکنواخت کردن نمونه‌ها از Vortex نباید استفاده نمود. برای اندازه‌گیری دقیق نمونه‌هایی که میزان βHCG آنها بیش از آخرین استاندارد است، ابتدا نمونه‌ها را با استاندارد صفر رقیق کرده، سپس اندازه‌گیری مجدد بعمل آورید. بدیهی است در محاسبه نتایج این نمونه‌ها، ضریب رقت منظور می‌شود.

۱۱۱۱۱۱. روش کار:

قبل از شروع کار دمای تمامی محلول‌ها باید به دمای اتاق برسد.

محلول شستشوی غلیظ به نسبت یک به بیست با آب مقطر یا دیونیزه رقیق شود. (یک حجم محلول شستشوی غلیظ به ازاء ۱۹ حجم آب) محلول شستشوی رقیق را تا یک هفته در دمای ۸-۲۰ درجه سانتی گراد می‌توان نگهداری کرد. در صورت مشاهده کربستال در محلول غلیظ شستشو، ویال را به مدت چند دقیقه در ۳۷ درجه سانتیگراد قرار دهید تا محلول یکنواخت گردد.

- ابتدا ۱۰۰ میکرولیتر از استاندارد‌ها، سرم کنترل‌ها و سرم بیماران را داخل حفره‌ها ریخته و به آن ۵۰ میکرولیتر از بافر رقیق کننده اضافه کنید، سپس با تکان دادن پلیت، محتویات حفره‌ها را به مدت ۱۵ ثانیه مخلوط نمائید.
- پلیت را به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
- حفره‌ها را ۴ مرتبه با ۳۰۰ میکرو لیتر محلول شستشو بشوئید.
- به هر حفره ۵۰ میکرولیتر از کوئزوگه ضد βHCG (HRP) افزوده و به مدت ۳۰ دقیقه در حرارت اتاق قرار دهید.
- حفره‌ها را ۴ مرتبه با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشوئید.
- به هر حفره ۱۰۰ میکرو لیتر از سوبسترای TMB اضافه نمائید
- پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و در محلی تاریک قرار دهید .


۸. ۱۰۰ میکرولیتر از محلول متوقف کننده واکنش را در هر حفره ریخته و به مدت ۱۰ ثانیه مخلوط کنید. میزان جذب نور حفره‌ها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر (با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر) حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، بخوانید.

۱۱۱۱۱۱. محاسبه نتایج:

پس از تعیین میزان جذب نوری استاندارد‌ها و نمونه‌ها و ترسیم منحنی استاندارد، غلظت βHCG بیماران قابل محاسبه است. در منحنی مذکور که با استفاده از دستگاه الیزا ریدر (قابل برنامه ریزی) و یا به صورت دستی ترسیم می‌شود، محور Y شاخص میزان جذب نور استاندارد‌های βHCG در طول موج ۴۵۰ نانومتر و محور X شاخص غلظت استاندارد‌های βHCG برحسب mIU/ml می‌باشد. نتایجی که در جدول زیر آمده، فقط به عنوان مثال بوده و نبایستی بعنوان نتایج حاصل از آزمایش تلقی شود.

غلظت βHCG (mIU/ml)	جذب نور	نمونه
۰	۰/۰۱	استاندارد A
۱۰	۰/۱۴	استاندارد B
۵۰	۰/۴۹	استاندارد C
۱۰۰	۰/۸۲	استاندارد D
۲۵۰	۱/۵۸	استاندارد E
۵۰۰	۲/۲۱	استاندارد F
۱۰۰۰	۲/۷	استاندارد G
۱۹۳/۰	۱/۵۱	سرم

برای ترسیم منحنی از غلظت های مندرج بر روی ویال استاندارد‌ها استفاده نمائید.



VIII. مقادیر طبیعی:

در افراد سالم غیر حامله، غلظت سرمی معمولاً کمتر از ۵ mIU/ml می باشد. جهت تشخیص بارداری، توصیه می گردد سرم هایی که غلظت β HCG آنها بین 5 mIU/ml - 20 mIU/ml است، مشکوک تلقی شده و تستت به فاصله ۴۸ ساعت بر روی نمونه جدید تکرار گردد. در حاملگی، بیماری های تروفوبلاستیک و تومورهای ژرمینال میزان HCG در خون افزایش می یابد. در حاملگی های طبیعی داخل رحمی، مقدار HCG گزارش شده برای هفته های متفاوت به شرح زیر می باشد:

بعد از باروری	بعد از LMP	غلظت (mIU/ml)
هفته ۲	هفته ۴	۵-۱۰۰
هفته ۳	هفته ۵	۲۰۰-۳۰۰
هفته ۴	هفته ۶	۱۰۰۰۰-۸۰۰۰۰
هفته ۵-۱۲	هفته ۷-۱۴	۹۰۰۰۰-۵۰۰۰۰۰
هفته ۱۳-۲۴	هفته ۱۵-۲۶	۵۰۰۰-۸۰۰۰۰
هفته ۲۵-۳۸	هفته ۲۷-۴۰	۳۰۰۰-۱۵۰۰۰

جدول بالا به عنوان یک راهنمای کلی ارائه شده است (۱۵). توصیه می گردد که هر آزمایشگاه با در نظر گرفتن غلظت سرمی β HCG در هفته های متفاوت بارداری، دامنه آن را تعیین نموده و از آن به عنوان مبنای مقایسه خود استفاده نماید.

IX. ویژگی های اختصاصی تست:

- حساسیت:** به حداقل غلظت β HCG که اختلاف جذب نور آن نسبت به جذب نور استاندارد صفر، معنی دار باشد حساسیت کیت گفته می شود. این مقدار برای کیت β HCG 1 mIU/ml است.
- اثر هوک (Hook effect):** در کیت EIA پادتن علم برای نمونه های رقیق شده تا غلظت 500,000 mIU/ml اثر هوک مشاهده نشده است.
- اختصاصی بودن:** اختصاصی بودن تست β HCG با اندازه گیری مقادیر بالایی از هورمون های LH (1000 mIU/ml) و FSH (1000 mIU/ml) و TSH (1000 μ IU/ml) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این آزمایشات تداخلی در جدول زیر نشان داده شده است.

% Cross-Reactivity	تداخلی %	
۰/۱۱	۰/۱۱	LH
۰/۰۳	۰/۰۳	FSH
۰/۰۱	۰/۰۱	TSH

۴. **مقایسه با روش الکتروکمی لومینسانس β HCG:** برای بررسی همبستگی آماری بین کیت EIA پادتن علم و کیت Cobas غلظت β HCG، ۵۰۰ نمونه تصادفی با هر دو کیت اندازه گیری شد. مقایسه نتایج به دست آمده، ضریب همبستگی ۰/۹۳ را نشان می دهد.

۵. **دقت:** شاخص دقت کیت با مقایسه تکرارپذیری جوابها به روش میانسنجی (Inter-assay) و درونسنجی (Intra-assay) تعیین گردیده است. برای این منظور ۴ نمونه سرم ده بار در یک دوره آزمایش (درونسنجی) و یکبار در ده دوره آزمایش متفاوت (میانسنجی) تعیین غلظت شده است. نتایج انحراف معیار (SD) و ضریب تغییرات (CV) در جدول زیر آمده است:

جدول شاخص دقت

میانسنجی			درونسنجی		
غلظت (mIU/ml)	SD	%CV	غلظت (mIU/ml)	SD	%CV
۱۲/۴	۰/۶	۵/۰	۲/۰	۰/۱	۵/۲
۲۱/۸	۰/۷	۳/۲	۱۵/۷	۰/۷	۴/۹
۶۰/۱	۴/۷	۷/۸	۱۹/۰	۰/۷	۴/۱
۱۳۴/۷	۲/۶	۱/۹	۵۴/۰	۴/۴	۸/۲

۶. **ریکاروری و رقت:** ریکاروری به حالتی اطلاق می شود که با افزودن حجم معینی از یک محلول با غلظت بالا، به نمونه رقیق تر، افزایش غلظت حاصل شود. برای تعیین ریکاروری، محلولی با غلظت بالای β HCG به نمونه سرمی که غلظت پائینی از β HCG دارد، افزوده شده است. درصد ریکاروری طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

$$\text{ریکاروری} (\%) = \frac{\text{غلظت اندازه گیری شده (mIU/ml)}}{\text{غلظت پیش بینی شده (mIU/ml)}} \times 100$$

دامنه درصد ریکاروری بدست آمده مابین ۸۵/۶ تا ۹۹ می باشد.

جدول ریکاروری

ریکاروری %	غلظت اندازه گیری شده (mIU/ml)	غلظت پیش بینی شده (mIU/ml)	غلظت افزوده شده (mIU/ml)
-	۱۰/۷	-	-
۹۶/۰	۱۹/۳	۲۰/۱	۹/۴
۸۵/۶	۳۷/۶	۴۳/۹	۲۴/۶
۸۸/۹	۶۰/۱	۶۷/۶	۳۰/۰
۹۹/۰	۱۰۹/۲	۱۱۰/۳	۵۰/۲

برای بررسی خطی بودن رقتهای β HCG بر روی منحنی چندین نمونه سرمی غلیظ، پس از رقیق شدن متوالی با استاندارد صفر، اندازه گیری شده و نتایج یک نمونه بعنوان مثال در جدول زیر آورده شده است. دامنه درصد ریکاروری بدست آمده مابین ۹۵/۴ تا ۱۰۷/۱ می باشد.

جدول رقت

ریکاروری %	غلظت اندازه گیری شده (mIU/ml)	غلظت پیش بینی شده (mIU/ml)	رقت
-	۱۱۲/۰	-	-
۹۷/۵	۵۴/۶	۵۶/۰	۱:۲
۹۵/۴	۲۶/۷	۲۸/۰	۱:۴
۱۰۰/۷	۱۴/۱	۱۴/۰	۱:۸
۱۰۷/۱	۷/۵	۷/۰	۱:۱۶

X. References

- Felig P, Baxter JD, Broadus AE, Froham IA eds. Endocrinology and Metabolism (2nd ed.). New York: Mc Graw -Hill Book Co. 253, 1967.
- Braunstein GD, Rasor J, Adler D, Danzer H, Wade ME, Serum HCG Levels Throughout Normal Pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 126:678:81, 1976.
- Swainathan N, Bahl GP, Dissociation and Recombination of the Subunits of Human Chorionic Gonadotropin, Biochem Biophys Res Commun. 40:422-7, 1970.
- Human Reproduction Unit, World Health Organization, Geneva, Switzerland. Assay of Protein Hormones Related to Human Reproduction: Problems of Specificity of Assay Methods and Reference Standards. Acta Endocrinol. 71:625-37, 1972
- Ross Gt. Clinical Relevance of Research on the structure of Human Chorionic Gonadotropin. Am J. Obstet Gynecol. 129:795, 1977.
- Lenton EA, Neal LM Sulaiman R. Plasma concentrations of Human chorionic gonadotropin from the time of implantation until the second week of pregnancy. Fertil. Steril 37:773-778, 1982
- Wald N, Cuckle H, Wu TS, George L. Maternal serum unconjugated oestriol and HCG levels in twesn pregnancies; implications for screening for Down's syndrome. Br. J. Obstet Gynecol. 98:905-908, 1991.
- Mildwidsky A, Adoni A, Miodovnik M, Segal S, and Palti Z. Human chorionic gonadotropin (B-subunit) in the early diagnosis of ectopic pregnancy. Obstetrics and Gynecology. 51:725-726, 1981.

9. Schwarz R.O. and Di Pietro D.L, B-HCG as a diagnostic aid for suspected ectopic pregnancy. Obstetrics and Gynecology, 56:203, 1980.

10. Braunstein GD, Karow WG, Gentry WC, Rasor J and Wade M.E. First trimester chorionic gonadotrophin measurements as an aid in the diagnosis of early pregnancy disorders. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 131:25-32, 1978.

11. Dawood M, Saxena B.B. and Landesman, R. Human chorionic gonadotrophin in its subunits in hydatidiform mole and chorionicinoma. Obstetrics and Gynecology. 50:172-181, 1977.

12. Papepetrou PD, Sakarelou NP, Baraouzi H and Fesas PH. Ectopic production of human chorionic gonadotrophin (HCG) by neoplasms. The value of measurements of immunoreactive HCG in the urine as a screening procedure. Cancer. 45:2583-2592, 1980.

13. Donaldson ES, Van Nagell JR, Pursell S, Gray EC, Meeker WR et al. Multiple Biochemical Markers in Patients with Gynecological Malignancies. Cancer. 45:948-53, 1980

14. Skinner DG, Scardino PT, Daniels JR. Testicular cancer, Ann Rew Med. 32:534-57, 1981

15. Burtis CA, Ashwood ER, Fundamentals of clinical chemistry. 4th Edition: 789, 1999.

احتیاط!

با توجه به اینکه محلول های به کار رفته در این کیت ها حاوی مواد سمی مانند تیمروزال و مواد پروتئینی با منشأ انسانی و حیوانی هستند، و اینکه با هیچ تستی نمی توان از عدم وجود ویروس هایی چون HCV، HBV، HIV در این محلول ها اطمینان کامل حاصل کرد، خواهشمند است هنگام کار احتیاط های لازم از جمله استفاده از دستکش، امتناع از خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن، خودداری از پیمت کردن با دهان و پرهیز از هرگونه تماس محلول با چشم و دست ها، رعایت شود.

Rev: Apr 2021