

ایمنو گلوبولین E

موارد استفاده :

تعیین کمی Ige در سرم یا پلاسما

I. مقدمه :

ایمنو گلوبولین E (Ige) با وزن ملکولی ۱۹۰ kDa از دو زنجیره سبک (کاپا یا لامبدا) و دو زنجیره سنگین (پسیلون) ساخته شده است^(۱). این آنتی بادی که در سال ۱۹۶۸ توسط بنچ و جوهانسون شناسایی شده کمتر از ۰/۰۰۱ درصد کل ایمنو گلوبولین های سرمی را تشکیل می دهد^(۲).

Ige توسط سلولهای B و پلاسموسیت ها در طحال، بافت لنفوئید و مخاط دستگاه های تنفسی و گوارشی تولید می شود. در بروز آلرژی ها، Ige غشایی نقش فعالی دارد. به این صورت که بعد از شناسایی و ترکیب با آلرژن ها این ایمنو گلوبولین ها سبب آزادسازی مواد شیمیایی چون هیستامین و متعاقب آن موجب روز علائم آلرژی در فرد می گردد.

همچنین بروز آلرژی در افراد غالباً با افزایش میزان Ige سرمی توأم است. بنابراین اندازه گیری این ایمنو گلوبولین می تواند در کنار دیگر علائم آلرژی تشخیص این بیماری ها کمک کننده باشد.

در کودکان زیر دو سال با توجه به پایین بودن میزان Ige، مقادیر بالای Ige معمولاً شاخص بروز آلرژی می باشد. بنابراین اندازه گیری این ایمنو گلوبولین می تواند برای پیش بینی و تشخیص آلرژی در کودکان با ارزش باشد^(۳-۵).

سطح Ige سرمی در عفونت های انگلی، موارد نقص سیستم ایمنی بدن، بیماری های خود ایمنی، عفونت ریوی ناشی از آسپرژیلوس، هوچکین و میلوم Ige افزایش می یابد^(۵-۷).

II. اصول اندازه گیری :

کیت اندازه گیری کمی Ige بر مبنای سنجش واکنش ایمنو آنزیماتیک بر روی فاز جامد طراحی شده است. در این سیستم از دو آنتی بادی پلی کلنال خرگوش و پلی کلنال بز که شاخص های آنتی ژنیک متمایزی را بر روی مولکول Ige شناسایی می کنند، استفاده شده است. ابتدا به حفره های پلی استایرن پوشیده شده با آنتی بادی های مونو کلنال Ige، استانداردها، سرم کنترل ها و نمونه های بیماران افزوده می شود. در حین انکوباسیون اول، Ige موجود در نمونه ها به آنتی بادی های ضد Ige متصل شده و سپس بقیه مواد از طریق تخلیه و شستشو از سیستم خارج می شوند. پس از شستشو، آنتی بادی دوم ضد Ige که به آنزیم پراکسیداز (HRP) متصل شده است به حفره ها افزوده می شود.

بعد از دومین انکوباسیون و شستشو، افزودن سوبسترای TMB (۳ و ۵-۳ و ۵-۳) و تترامیل بنزیدین، سبب ایجاد رنگ آبی توسط آنزیم می شود. شدت رنگ ایجاد شده با میزان Ige موجود در نمونه ها نسبت مستقیم دارد. رنگ زائی واکنش آنزیماتیک توسط محلول متوقف کننده خاتمه یافته و رنگ آبی ایجاد شده به رنگ زرد مبدل می شود. شدت رنگ به وسیله یک اسپکتروفتومتر مخصوص میکروپلیت در طول موج ۴۵۰ نانومتر اندازه گیری می شود. برای تعیین غلظت Ige نمونه ها ابتدا منحنی جذب نور استانداردها بر حسب غلظت Ige آنها رسم شده و سپس میزان غلظت Ige نمونه ها از روی منحنی استاندارد تعیین می گردد.

III. محتویات کیت :

محلولهای این کیت (Cat.No.P-IGI) جهت انجام ۹۶ تست بوده و تاریخ انقضای هر یک بر روی شیشه آن درج شده است. دمای مناسب برای نگهداری کیت ۸-۲۰ درجه سانتی گراد می باشد.

۱. پلیت: پلیت ۹۶ حفره ای پوشش داده شده با آنتی بادی های پلی کلنال ضد Ige خرگوش.

۲. استاندارد صفر: ۱ و ۴ ویال ۴ میلی لیتری از استاندارد صفر برای رقیق کردن نمونه ها نیز استفاده شود.

۳. استانداردها: ۶ ویال ۱ میلی لیتری محلول سرم دار حاوی Ige انسان. در محلول استانداردها از تیمروزال به عنوان نگهدارنده استفاده شده است. غلظت دقیق Ige استانداردها که بر مبنای استاندارد سازمان بهداشت جهانی (75/502IRP2nd) (کالیبر شده اند بر روی بر حسب آنها درج شده است.

۴. کنترل های سرمی: ۲ ویال ۱ میلی لیتری سرم انسانی حاوی تیمروزال. غلظت های دقیق Ige کنترل های سرمی بر روی بر حسب کنترل ها درج شده است.

۵. ردیاب آنزیمی: یک ویال ۶ میلی لیتری آنتی بادی پلی کلنال ضد Ige متصل به پراکسیداز (HRP) محلول در بافر PBS، حاوی پروتئین و تیمروزال.

۶. بافر رقیق کننده: یک ویال ۲۵ میلی لیتری محلول PBS حاوی پروتئین و تیمروزال.

۷. محلول شستشو غلیظ (۲x۲۰): یک ویال ۲۵ میلی لیتری حاوی PBS-Tween20 و تیمروزال.

۸. محلول رنگ زا: یک ویال ۱۲ میلی لیتری بافر H₂O₂ و TMB.

۹. محلول متوقف کننده واکنش: یک ویال ۱۲ میلی لیتری H₂SO₄ دو نرمال.

IV. وسایل مورد نیاز (این وسایل همراه کیت عرضه نمی شوند):

- دستگاه اسپکتروفتومتر میکروپلیت با دامنه جذب نوری ۳-۰ در طول موج ۴۵۰ نانومتر یا دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر.
- میکروپلیت قابل تنظیم بر روی ۱۰۰، ۲۵ و ۲۰۰ میکرولیتر و تیپ های یک بار مصرف.
- آب مقطر یا آب دیونیزه برای رقیق کردن محلول شستشو.

V. نحوه جمع آوری و آماده سازی نمونه ها:

نمونه مناسب جهت اندازه گیری Ige، سرم یا پلاسمای هیپارینه بیمار می باشد. این نمونه ها به مدت یک تا دو هفته در دمای ۸-۲۰ درجه سانتی گراد قابل نگهداری است. برای نگهداری نمونه ها به مدت طولانی تر، سرم یا پلاسمای بیمار را در حجم های کم تقسیم نموده، در ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری نمایید. بهتر است از ذوب شدن و یخ زدن مکرر نمونه ها اجتناب نمود. برای اندازه گیری Ige نمونه های منجمد شده، ابتدا نمونه را در حرارت اتاق ذوب نموده، سپس با حرکت دست یکنواخت نمائید. برای یکنواخت کردن نمونه ها از Vortex نباید استفاده نمود. برای اندازه گیری دقیق نمونه هایی که میزان Ige آنها بیش از آخرین استاندارد است، ابتدا نمونه ها را با استاندارد صفر رقیق کرده، سپس اندازه گیری مجدد بعمل آورید. بدیهی است در محاسبه نتایج این نمونه ها، ضریب رقت منظور می شود.

VI. روش کار:

قبل از شروع کار دمای تمامی محلولها باید به دمای اتاق برسد.

محلول شستشوی غلیظ به نسبت یک به بیست با آب مقطر یا دیونیزه رقیق شود. (یک حجم محلول شستشوی غلیظ به ازاء ۱۹ حجم آب) محلول شستشوی رقیق را تا یک هفته در دمای ۸-۲۰ درجه سانتی گراد می توان نگهداری کرد. در صورت مشاهده کریستال در محلول غلیظ شستشو، ویال را به مدت چند دقیقه در ۳۷ درجه سانتیگراد قرار دهید تا محلول یکنواخت گردد.

- ابتدا ۲۵ میکرولیتر از استانداردها، سرم کنترل ها و سرم بیماران را در حفره های مربوطه ریخته، سپس ۲۰۰ میکرولیتر از بافر رقیق کننده را در داخل حفره ها اضافه نمائید.
- پلیت را به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.
- حفره ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرو لیتر محلول شستشو بشوئید.
- به هر حفره ۵۰ میکرو لیتر از کونژوگه ضد Ige (HRP) اضافه کنید و به مدت ۳۰ دقیقه در حرارت اتاق قرار دهید.
- حفره ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرو لیتر محلول شستشو بشوئید.
- به هر حفره ۱۰۰ میکرو لیتر از سوبسترای TMB اضافه نمائید.
- پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و در محلی تاریک قرار دهید.


۸. ۱۰۰ میکرو لیتر از محلول متوقف کننده واکنش را در هر حفره بریزید و به مدت ۱۰ ثانیه مخلوط کنید. میزان جذب نوری حفره ها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر (با دیفرانسیل ۶۳۰ نانومتر) حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، بخوانید.

VII. محاسبه نتایج:

پس از تعیین میزان جذب نوری استانداردها و نمونه ها و ترسیم منحنی استاندارد، غلظت Ige بیماران قابل محاسبه است. در منحنی مذکور که با استفاده از دستگاه الایزا ریدر (قابل برنامه ریزی) و یا به صورت دستی ترسیم می شود، محور Y شاخص میزان جذب نور استانداردهای Ige در طول موج ۴۵۰ نانومتر و محور X شاخص غلظت استانداردهای Ige بر حسب ml/IU می باشد. نتایجی که در جدول زیر آمده، فقط به عنوان مثال بوده و نبایستی بعنوان نتایج حاصل از آزمایش تلقی شود.

غلظت Ige (IU/ml)	جذب نور	نمونه
۰	۰/۰۵	استاندارد A
۵	۰/۱۵	استاندارد B
۲۰	۰/۴۳	استاندارد C
۵۰	۰/۸۷	استاندارد D
۱۰۰	۱/۳۶	استاندارد E
۲۰۰	۲/۰۴	استاندارد F
۵۰۰	۲/۹۱	استاندارد G
۶۲	۰/۹۸	سرم

برای ترسیم منحنی از غلظت های مندرج بر روی ویال استانداردها استفاده نمائید.



(ml/IU غلظت)

VIII. مقادیر طبیعی:

مقادیر IgE سرمی در طول دوران کودکی افزایش یافته و در سن بلوغ میزان آن به حد بزرگسالان می رسد (۸-۹). جهت مقایسه نتایج بدست آمده با کیت الایزای پادتن علم و مقادیر گزارش شده در کتب فرانس، IgE سرمهای ۳۸۸ نوزاد، کودک و بزرگسال اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده که منطبق با نتایج گزارش شده در کتب فرانس می باشد، در جدول ذیل آمده است:

غلظت IgE (IU/ml)			
سن	تعداد	%۹۵	میانگین
زیر یک سال	۶۱	≤۱۳	۵
۱-۷	۴۹	≤۸۱	۳۲
۸-۱۵	۵۸	≤۱۲۷	۳۹
بالغین	۲۲۰	≤۱۸۲	۴۳

نتایجی که در جدول فوق مشاهده می فرمائید فقط به عنوان راهنمای کلی بوده و پیشنهاد می شود که هر آزمایشگاه مقادیر طبیعی خود را تعیین نماید.

IX. ویژگی های اختصاصی تست:

۱. حساسیت: به حداقل غلظت IgE که اختلاف جذب نور آن نسبت به جذب نور استاندارد صفر، معنی دار باشد حساسیت کیت گفته می شود. این مقدار برای کیت ۱ IU/ml، IgE است.

۲. اثر Hook: در کیت EIA پادتن علم برای نمونه های رقیق نشده تا غلظت تقریبی ۱۰۰۰۰ IU/ml اثر Hook مشاهده نشده است.

۳. اختصاصی بودن: کیت ایمونوگلوبولین E مختص IgE بوده و هیچ واکنش غیر اختصاصی با ایمونوگلوبولین های انسانی (IgA, IgD, IgG, IgM) در غلظت های پانوفیز پولوژیک مشاهده نشده است.

۴. دقت: شاخص دقت کیت با مقایسه تکرارپذیری جواب ها به روش میان سنجی (Inter-assay) و درون سنجی (Intra-assay) تعیین گردیده است. برای این منظور ۴ نمونه سرم ده بار در یک دوره آزمایش (درون سنجی) و یکبار در ده دوره آزمایش متفاوت (میان سنجی) تعیین غلظت شده است. نتایج انحراف معیار (SD) و ضریب تغییرات (CV) در جدول زیر آمده است:

جدول شاخص دقت					
میان سنجی			درون سنجی		
میانگین (IU/ml)	SD	%CV	میانگین (IU/ml)	SD	%CV
۱۶/۴	۰/۸	۴/۹	۱۷/۱	۱/۲	۷/۰
۲۴/۰	۰/۶	۲/۵	۲۳/۴	۰/۲	۱/۲
۵۷/۱	۲/۲	۳/۹	۵۶/۱	۲/۵	۴/۴
۲۷۹/۰	۸/۶	۳/۱	۳۴۱/۰	۲۴/۹	۷/۳

۵. ریکواری و رقت: ریکواری به حالتی اطلاق می شود که با افزودن حجم معینی از یک محلول با غلظت بالا، به نمونه رقیق تر، افزایش غلظت حاصل شود. برای تعیین ریکواری، محلولی با غلظت بالای IgE به نمونه سرمی که غلظت پایینی از IgE دارد، افزوده شده است. درصد ریکواری طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

$$100 \times \frac{\text{غلظت اندازه گیری شده (IU/ml)}}{\text{غلظت پیش بینی شده (IU/ml)}}$$

دامنه درصد ریکواری بدست آمده مابین ۹۷/۲ تا ۹۸ می باشد.

جدول ریکواری

ریکواری %	غلظت اندازه گیری شده (IU/ml)	غلظت پیش بینی شده (IU/ml)	غلظت افزوده شده (IU/ml)
-	۲۰/۱	-	-
۹۷/۲	۴۷/۸	۴۹/۲	۲۹/۱
۹۷/۵	۶۶/۶	۶۸/۳	۴۸/۲
۹۷/۲	۱۱۳/۳	۱۱۶/۶	۹۶/۵
۹۸/۰	۱۶۱/۸	۱۶۵/۰	۱۴۴/۹

برای بررسی خطی بودن رقت های IgE بر روی منحنی چندین نمونه سرمی غلیظ، پس از رقیق شدن متوالی با استاندارد صفر، اندازه گیری شده و نتایج یک نمونه بعنوان مثال در جدول زیر آورده شده است. دامنه درصد ریکواری بدست آمده مابین ۹۹/۵ تا ۱۱۱ می باشد.

جدول رقت

ریکواری %	غلظت اندازه گیری شده (IU/ml)	غلظت پیش بینی شده (IU/ml)	رقت
-	۲۴۶/۶	-	-
۱۰۰/۵	۱۲۳/۹	۱۲۳/۳	۱:۲
۹۹/۵	۶۱/۳	۶۱/۶	۱:۴
۱۰۲/۶	۳۱/۶	۳۰/۸	۱:۸
۱۱۱/۰	۱۷/۱	۱۵/۴	۱:۱۶

۶. مقایسه با روش الکتروکمی لومینسانس: برای بررسی همبستگی آماری بین کیت EIA پادتن علم و کیت Roche Elecsys، غلظت IgE ۵۰۰ نمونه تصادفی با هر دو کیت اندازه گیری شد. مقایسه نتایج به دست آمده، ضریب همبستگی ۰/۹۸ را نشان می دهد.

X. References

1. Geha, R. S. Human IgE. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 74:109, 1984.
2. Johansson, S. G. O., and Bennich, W. A new class of immunoglobulin in human serum. Immunology. 14:256, 1968.
۳. Halpern, G. M. Markers of human allergic disease. Journal of Clinical Immunoassay. 6:131, 1983.
۴. Hamilton R. G., and Atkinson N. F. Quantation of allergen-specific IgE in serum using the radio allegro-sorbent test. Journal of Clinical immunoassay. 6:147, 1983
۵. Monberger H. A. Nginger J. W. Laboratory testing in the diagnosis and management of allergic diseases. Clinical Laboratory annual. 2:88, 1983.

Rev: Jul 2020

۶. Mandy, F. F. and Pearlmitrter, L. Laboratory measurement of total human serum IgE. Journal of Clinical immunoassay. 6:140, 1983.

۷. Kjeellman, N. I., Johansson, S. G. O. Roth, A. Serum IgE levels in healthy children by a sandwich technique. Clinical Allergy. 6:51, 1976

۸. Dati, F. and Ringel, K. P. Reference Values for serum IgE in healthy non-atopic children and adults. Clinical Chemistry 28:1556, 1982.

۹. Wittig, H., Bellot, J., Fillipi, L., and Royal, G., Age related Serum IgE Levels in Healthy Subjects in Patients with Allergic Disease. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 66:305, 1980.

احتیاط!

با توجه به اینکه محلول های به کار رفته در این کیت ها حاوی مواد سمی مانند تیمروزال و مواد پروتئینی با منشأ انسانی و حیوانی هستند، و اینکه با هیچ تستی نمی توان از عدم وجود ویروس هایی چون HCV، HBV، HIV در این محلول ها اطمینان کامل حاصل کرد، خواهشمند است هنگام کار احتیاط های لازم از جمله استفاده از دستکش، امتناع از خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن، خودداری از پیپت کردن با دهان و پرهیز از هرگونه تماس محلول با چشم و دست ها، رعایت شود.