

کیت ایمنو آنزیماتیک (EIA) پادتن علم (۹۶ تستی)

PROLACTIN

موارد استفاده :

تعیین کمی Prolactin در سرم یا پلاسما

۱. مقدمه

هورمون پرولاکتین، پلی پپتیدی با وزن مولکولی kda_{22} از لوب قدامی هیپوفیز و یافت جفت ترشح می شود. کنترل سنتز این مولکول تک زنجیره ای توسط فاکتورهای هیپوتالامیک انجام می گردد^(۱-۳).

نقش اساسی پرولاکتین در رشد غدد پستان، آغاز شیر دهی و تداوم آن پس از زایمان می باشد^(۴). علاوه بر تحریکات مرتبط با غدد پستانی، پرولاکتین در تنظیم فعالیت غدد جنسی مردان و زنان نقش دارد^(۴-۵).

اندازه گیری میزان پرولاکتین در سرم یا پلاسما در تشخیص ناراسی های محور هیپوتالاموس - هیپوفیز - گنادهای حائز اهمیت است. همچنین اندازه گیری پرولاکتین در تشخیص افتراقی بیماریهایی که با افزایش یا کاهش آن مرتبط هستند، مفید می باشد. افزایش پرولاکتین در تومورهای هیپوتالاموس و هیپوفیز، استرس، هیجان و عصبانیت، جراحی ها، کم کاری اولیه تیروئید، دیده می شود^(۶-۱۱). کاهش پرولاکتین در موارد هیپوفیزکتومی، ادنکتومی، و کم کاری هیپوفیز (مثل سندروم شی هان و ...) شایع است^(۱۲-۱۳).

۱.۱. اصول اندازه گیری

کیت اندازه گیری کمی پرولاکتین بر مبنای سنتز واکنش ایمنوآنزیماتیک بر روی فاز جامد طراحی شده است. در این سیستم از دو آنتی بادی مونوکلنال موش که شاخص های آنتی ژنیک متمایزی را بر روی مولکول پرولاکتین شناسایی می کنند، استفاده شده است. ابتدا به حفره های پلی استرین پوششیده شده با آنتی بادی های منو کلنال پرولاکتین، استاندارد ها، سرم کنترل ها و نمونه های بیماران افزوده می شود. در حین آنکوباسیون اول، پرولاکتین موجود در نمونه ها به آنتی بادی های ضد پرولاکتین متصل شده و سپس بقیه مواد از طریق تخلیه و شستشو از سیستم خارج می شوند. پس از شستشو، آنتی بادی دوم ضد پرولاکتین که به آنزیم پراکسیداز (HRP) متصل شده است به حفره ها افزوده می شود. بعد از دومین آنکوباسیون و شستشو، افزودن سوبسترای TMB (3×5 و 3×5 تترامیل بنزیدین) سبب ایجاد رنگ آبی توسط آنزیم می شود. شدت رنگ ایجاد شده با میزان پرولاکتین موجود در نمونه ها نسبت مستقیم دارد. رنگ زایی واکنش آنزیماتیک توسط محلول متوقف کننده خاتمه یافته و رنگ آبی ایجاد شده به رنگ زرد مبدل می شود. شدت رنگ به وسیله یک اسپکتروفتومتر مخصوص میکروپلیت در طول موج 450 نانومتر اندازه گیری می شود. برای تعیین غلظت پرولاکتین نمونه ها ابتدا منحنی جذب نور استاندارد را بر حسب غلظت پرولاکتین آنها رسم شده و سپس میزان غلظت پرولاکتین نمونه ها از روی منحنی استاندارد تعیین می گردد.

III. محتویات کیت :

محلولهای کیت این (Cat.No.P-PR1) جهت انجام ۹۶ تست بوده و تاریخ انقضای هر یک بر روی شیشه آن درج شده است. دمای مناسب برای نگهداری کیت ۸-۲۰ درجه سانتی گراد می باشد.

۱. پلیت: پلیت ۹۶ حفره ای پوشش داده شده با آنتی بادی های مونوکلنال ضد پرولاکتین موش.

۲. استاندارد صفر: ۱ و ۴ میلی لیتری از استاندارد صفر برای رقیق کردن نمونه ها نیز استفاده شود.

۳. استاندارد ها: ۵ و ۱۰ میلی لیتری محلول سرم دار حاوی پرولاکتین انسان. غلظت دقیق پرولاکتین استاندارد ها، که بر مبنای استاندارد سازمان بهداشت جهانی (3rd IRP 84/500) کالیبر شده اند، بر روی برچسب آنها درج شده است.

۴. کنترل های سرمی: ۲ و ۱۰ میلی لیتری سرم انسان. غلظت های دقیق پرولاکتین کنترل های سرمی بر روی برچسب کنترل ها درج شده است.

۵. ردیاب آنزیمی: یک و ۶ میلی لیتری آنتی بادی مونوکلنال، ضد پرولاکتین متصل به پراکسیداز (HRP) محلول در بافر PBS. حاوی پروتئین و تیمروزال.

۶. بافر رقیق کننده: یک و ۶ میلی لیتری محلول PBS. پروتئین و تیمروزال.

۷. محلول شستشوی غلیظ (X20): یک و ۲۵ میلی لیتری PBS-Tween 20 و تیمروزال.

۸. محلول رنگ زا: یک و ۱۲ میلی لیتری بافر O,H, و TMB.

۹. محلول متوقف کننده واکنش: یک و ۱۲ میلی لیتری H_2O_2 دو نرمال.

IV. وسایل مورد نیاز (این وسایل همراه کیت عرضه نمی شوند):

۱. دستگاه اسپکتروفتومتر میکروپلیت با دامنه جذب نوری ۲-۰ در طول موج 450 نانومتر با دیفرانسیل 630 .

۲. میکروپلیت قابل تنظیم بر روی 50 تا 100 میکرولیتر و تیپ های یکبار مصرف

۳. آب مقطر یا آب دیونیزه برای رقیق کردن محلول شستشو.

V. نحوه جمع آوری و آماده سازی نمونه ها:

نمونه مناسب جهت اندازه گیری پرولاکتین، سرم یا پلاسما هیپارینه باشد.

می باشد. این نمونه ها به مدت یک هفته در دمای ۸-۲۰ درجه سانتی گراد قابل نگهداری است. برای نگهداری نمونه ها به مدت طولانی تر، سرم یا پلاسما بیمار را در حجم های کم تقسیم نموده، در ۲۰- درجه سانتی گراد نگهداری نمائید. بهتر است از ذوب شدن و یخ زدن مکرر نمونه ها اجتناب نمود. برای اندازه گیری پرولاکتین نمونه های منجمد شده، ابتدا نمونه را در حرارت اتاق ذوب نموده، سپس با حرکت دست یکنواخت نمائید. برای یکنواخت کردن نمونه ها از Vortex نباید استفاده نمود. برای اندازه گیری دقیق نمونه هایی که میزان پرولاکتین آنها بیش از آخرین استاندارد است، ابتدا نمونه ها را با استاندارد صفر رقیق کرده، سپس اندازه گیری مجدد بعمل آورید. بدیهی است در محاسبه نتایج این نمونه ها، ضریب رقت منظور می شود.

VI. روش کار:

قبل از شروع کار دمای تمامی محلولها باید به دمای اتاق برسد.

محلول شستشوی غلیظ به نسبت یک به بیست با آب مقطر یا دیونیزه رقیق شود. (یک حجم محلول شستشوی غلیظ به ازاء ۱۹ حجم آب) محلول شستشوی رقیق به مدت یک هفته در دمای ۸-۲۰ درجه سانتی گراد قابل نگهداری است. در صورت مشاهده کربستال در محلول غلیظ شستشو، ویال را به مدت چند دقیقه در ۲۷ درجه سانتی گراد قرار دهید تا محلول یکنواخت گردد.

۱. ابتدا ۵۰ میکرولیتر از استاندارد ها، سرم کنترل ها و سرم بیماران را در داخل حفره ها ریخته، و به آن ۵۰ میکرولیتر از بافر رقیق کننده اضافه کنید سپس با تکان دادن پلیت، محتویات حفره ها را به مدت ۱۵ ثانیه مخلوط نمائید.

۲. پلیت را به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.

۳. حفره ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشوئید.

۴. به هر حفره ۵۰ میکرولیتر از کونژوگه ضد پرولاکتین (HRP) افزوده و به مدت ۳۰ دقیقه در حرارت اتاق قرار دهید.

۵. حفره ها را ۴ بار با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو بشوئید.

۶. به هر حفره ۱۰۰ میکرولیتر از سوبسترای TMB اضافه کنید.

۷. پلیت را به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق و در محلی تاریک قرار دهید.


۸. ۱۰۰ میکرولیتر از محلول متوقف کننده واکنش را در هر حفره ریخته و به مدت ۱۰ ثانیه مخلوط کنید. میزان جذب نوری حفره ها را در طول موج 450 نانومتر (با دیفرانسیل 630 نانومتر) حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از افزودن محلول متوقف کننده، بخوانید.

VII. محاسبه نتایج:

پس از تعیین میزان جذب نوری استاندارد ها و نمونه ها و ترسیم منحنی استاندارد، غلظت پرولاکتین بیماران قابل محاسبه است. در منحنی مذکور که با استفاده از دستگاه الیزا ریدر (قابل برنامه ریزی) و یا به صورت دستی ترسیم می شود، محور Y شاخص میزان جذب نور استاندارد های پرولاکتین در طول موج $450nm$ محور X شاخص غلظت استاندارد های پرولاکتین بر حسب ng/ml می باشد. نتایجی که در جدول زیر آمده، فقط به عنوان مثال بوده و نیابستی به عنوان نتایج حاصل از آزمایش تلفی شود.

نمونه	جذب نور	غلظت پرولاکتین (ng/ml)
A استاندارد	۰/۰۳	۰/۰
B استاندارد	۴۷/۰	۵
C استاندارد	۰/۷۸	۱۰
D استاندارد	۱/۴۸	۲۵
E استاندارد	۲/۱۳	۵۰
F استاندارد	۲/۶۱	۱۰۰
سرم	۲/۰۰	۴۶

برای ترسیم منحنی از غلظت های مندرج بر روی ویال استاندارد ها استفاده نمائید.



VIII. مقادیر طبیعی:

در افراد طبیعی بالاترین میزان پرولاکتین سرم در حدود ng/ml_{30} می باشد^(۱۴). مقادیر مندرج در جدول زیر با استفاده از روش کمی لومینسانس تعیین و به عنوان یک راهنمای کلی ارائه شده است^(۱۵). توصیه میشود که هر آزمایشگاه با در نظر گرفتن غلظت پرولاکتین بیماران خود، دامنه آن را تعیین نموده و از آن به عنوان مبنای مقایسه خود استفاده نماید.

(ng/ml) دامنه	(ng/ml) میانگین	تعداد
۲/۸-۲۹/۲	۹/۶	۲۰۷ زنان طبیعی
۲/۱-۱۷/۷	۷/۰	۱۴۱ زنان یائسه
۱/۸-۲۰/۳	۶/۹	۱۰۴ مردان طبیعی

IX. ویژگی های اختصاصی تست:

۱. حساسیت: به حداقل غلظت پرولاکتین که اختلاف جذب نور آن نسبت به جذب نور استاندارد صفر، معنی دار باشد حساسیت کیت گفته می شود. این مقدار برای کیت پرولاکتین ۵/۱۰۰ ng/ml است.

۲. اختصاصی بودن: اختصاصی بودن تست پرولاکتین با اندازه گیری غلظت پرولاکتین بعد از افزودن مقادیر بالای از هورمون های (LH)IU/L۵۰۰، (FSH)IU/L۵۰۰، (TSH)IU/L۱۰۰، (GH)ng/ml۵۰۰، (HCGB)IU/L۰۰۰،۱۰۰۰، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این آزمایشات تداخلی در جدول زیر نشان داده شده است:

نام	Prolactin (ng/ml)		هورمون
	غلظت اندازه گیری	غلظت پیش بینی شده	
IU/L LH۵۰۰	۲۳/۸	۲۲/۰	
IU/L FSH۵۰۰	۲۲/۰	۲۲/۰	
TSH IU/L ۱۰۰	۲۲/۸	۲۲/۰	
ng/ml GH۵۰۰	۲۴/۵	۲۲/۰	
HCGB IU/L ۰۰۰،۱۰۰۰	۲۴/۲	۲۲/۰	
ND hPL	ND	ND	

۳. اثر Hook: در کیت EIA پادتن علم برای نمونه های رقیق نشده تا غلظت تقریبی ۱۰۰،۰۰۰ ng/ml اثر Hook مشاهده نشده است.

۴. دقت: شاخص دقت کیت با مقایسه تکرارپذیری جواب ها به روش میان سنجی (Inter-assay) و درون سنجی (Intra-assay) تعیین گردیده است. برای این منظور ۴ نمونه سرم ده بار در یک دوره آزمایش (درون سنجی) و یکبار در ده دوره آزمایش متفاوت (میان سنجی) تعیین غلظت شده است. نتایج انحراف معیار (SD) و ضریب تغییرات (CV) در جدول زیر آمده است:

جدول شاخص دقت

میان سنجی			درون سنجی		
میانگین (ng/ml)	SD	%CV	میانگین (ng/ml)	SD	%CV
۱۲/۰	۰/۲	۱/۷	۱۱/۲	۰/۲	۱/۸
۲۹/۰	۰/۲	۶/۴	۲۹/۳	۱/۰	۳/۴
۶۷/۸	۰/۸	۱/۲	۶۳/۶	۱/۷	۲/۷
۱۲۱/۴	۳/۰	۲/۵	۱۲۹/۰	۶/۷	۵/۲

۵. ریکواری و رقت: ریکواری به حالتی اطلاق می شود که با افزودن حجم معینی از یک محلول با غلظت بالا، به نمونه رقیق تر، افزایش غلظت حاصل شود. برای تعیین ریکواری، محلولی با غلظت بالای پرولاکتین به نمونه سرمی که غلظت پائینی از پرولاکتین دارد، افزوده شده است. درصد ریکواری طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

$$\frac{\text{غلظت اندازه گیری شده (ng/ml)}}{\text{غلظت پیش بینی شده (ng/ml)}} \times 100$$

دامنه درصد ریکواری بدست آمده مابین ۹۷/۵ تا ۱۰۴/۷ می باشد.

جدول ریکواری

ریکواری %	غلظت اندازه گیری شده (ng/ml)	غلظت پیش بینی شده (ng/ml)	غلظت افزوده شده (ng/ml)
-	۱۷/۱	-	-
۹۷/۵	۳۵/۵	۳۶/۴	۱۹/۳
۱۰۲/۵	۵۳/۲	۵۱/۹	۳۴/۸
۱۰۴/۷	۷۸/۶	۷۵/۱	۵۸/۰
۱۰۰/۶	۹۲/۲	۹۱/۶	۷۴/۵

برای بررسی خطی بودن رفتهای پرولاکتین بر روی منحنی چندین نمونه سرمی غلیظ، پس از رقیق شدن متوالی با استاندارد صفر، اندازه گیری شده و نتایج یک نمونه بعنوان مثال در جدول زیر آورده شده است. دامنه درصد ریکواری بدست آمده مابین ۹۶/۲ تا ۱۰۲/۳ می باشد.

جدول رقت

ریکواری %	غلظت اندازه گیری شده (ng/ml)	غلظت پیش بینی شده (ng/ml)	رقت
-	۹۵/۷	-	-
۱۰۳/۱	۴۹/۴	۴۷/۹	۱:۲
۹۶/۲	۲۳/۰	۲۲/۹	۱:۴
۹۹/۲	۱۱/۹	۱۲/۰	۱:۸
۱۰۳/۳	۶/۲	۶/۰	۱:۱۶

۶. مقایسه با کیت Roche Elecsys: برای بررسی همبستگی آماری بین کیت EIA پادتن علم و کیت الکترو کمی لومینسانس Roche، غلظت Proactin δ ۰۰ نمونه تصادفی با هر دو کیت اندازه گیری شد. مقایسه نتایج به دست آمده، ضریب همبستگی ۰/۹۵ را نشان می دهد.

X. References

- Ashby C.D. Prolactin. In: Kaplan L. A., Pesce A. J., Methods in clinical chemistry. St. Louis, CV Mosby: 258-265, 1987.
- Vander A. J., Sheman J. H., Luciano D. S. Human physiology: the mechanisms of body function. New York, McGraw-Hill Inc: 589-591, 1985.
- Liwnicz BH, Liwnicz RG. The hypothalamopituitary system. In: Kaplan L. A., Pesce A. J., Clinical Chemistry: theory, analysis, and correlation. St. Louis, CV Mosby: 613-619, 1989.
- Albertsen P. C., Chang T. S. K. Hormone measurements in the assessment of male infertility. J Clin Immunoassay. 6(1): 51-56, 1983.
- Owens O. Steroidal hormonal evaluation for common gynecological and teticular disorders. In: Kaplan, L. A., Pesce A. J., Methods in clinical chemistry. St. Louis, CV Mosby: 216-217, 1987.
- Board J. A., Bhatnagar A. S. Serum Prolactin levels Galactorrhea. Am. J. Obstet. Gynecol. 123:41. 1976.
- Gomez F. Reyes F. I. Fairman C. Non-Puerperal Galactorrhea and Hyperprolactinemia. Am. J. Med. 62: 648, 1977.
- Sassin J. F., Frantz A. G. Wertzman E. G. Kapen S. Human Prolactin: 24-Hour pattern with increased release during sleep. Science 177: 1205, 1972.
- Gangemim. Hyperprolactinemic Amenorrhea. Clin. Exp. Obstet. Gynecol. 11: 110, 1984.
- Martin J. B. Reichlin Seymour, Brown G. M. Regulation of Prolactin Secretion and its disorders. In: C lincal Neuroendocrinology. Contemporary Neurology Series. F. A. Davis company Philadelphia: 129, 1978.
- Turkington R. W. Secretion of Prolactin by patients with Pituitary and Hypothalamic Tumours. J. Clin. Endo. 34: 159, 1972.
- Woodhouse, N. J. Y., Miles, N., McDonald, D. Mc Corkell, S. Prolactin levels in Prgnancy: comparison of normal subjects with patients having Micro or Macroadenomas after early bromocryptine withdrawal. Hormone Res. 21: 1, 1985.
- Frantz, A. G. The regulation of Prolactin secretion in humans. In: Frontiers in Neuroendocrinology. (eds. Gangong, W. F. & Martini, L.) Oxford press, 1973.
- Burtis, C. A., Ashwood, E. R. Fundamentals of clinical chemistry, 4th edition: 789, 1999.
- Chiron Diagnostics. Prolactin. Automated Chemiluminescence System. ACS: 180, 1996.

احتیاط!

با توجه به اینکه محلول های به کار رفته در این کیت ها حاوی مواد سمی مانند تیمروزال و مواد پروتئینی با منشأ انسانی و حیوانی هستند، و اینکه با هیچ تستی نمی توان از عدم وجود ویروس هایی چون HCV، HBV، HIV در این محلول ها اطمینان کامل حاصل کرد، خواهشمند است هنگام کار احتیاط های لازم از جمله استفاده از دستکش، امتناع از خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن، خودداری از پیپت کردن با دهان و پرهیز از هرگونه تماس محلول با چشم و دست ها، رعایت شود.